



Kund- journal

Fyll i kundjournalen och
övre delen av skötselrådet.
Riv av och ge kunden
det skriftliga skötselrådet.
Kunden godkänner villkoren
genom att signera på
denna kundjournal,
vilken sedan arkiveras.

NÄSHÅLTAGNINGEN UTFÖRD:

DATUM

AV

STER LOT

ART NR/REF

☐ Jag har fått skriftligt skötselråd och jag godkänner härmed villkoren i detta, samt intygar att det inte föreligger några medicinska hinder (se baksida skötselråd) för att genomföra nashåltagningen. Jag samtycker till att mina personuppgifter sparas i 1 år p g a produktspårbarhet.

KUNDENS/MÅLSMANS UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE

EMAIL

MOBIL



7 330981 340417

Skötselråd

DATUM FÖR HÅLTAGNINGEN

DATUM FÖR ÅTERBESÖK

STER LOT

ART NR/REF

VILLKOR:

- Jag är minst 18 år. Om inte, ska målsman godkänna villkoren.
- Jag/minderårig har inte några medicinska hinder, se baksida skötselråd, som gör att man bör avstå från nashåltagning.
- Blomdahl håltagningssmycken för näsa är utvecklade i samråd med hudläkare, för att passa alla. Även dig som redan har nickelallergi. Nässmyckena är tillverkade av ren medicinsk titan och ytbeläggningen finns enbart på de delar av smycket som inte kommer i kontakt med huden. Håltagningssmyckena är dessutom designade för bästa läkning.
- Medicinsk håltagning från Blomdahl bygger på modern, aseptisk teknik från sjukvården. Det innebär att produkter och metoder är utformade för att undvika spridning av infektioner vid själva håltagningstillfället. Jag är dock medveten om att hålet efter håltagningstillfället är mitt eget/målsmans ansvar. Ett nyttaget hål i näsan är ett litet sår. Därför är det viktigt att ta hand om det på rätt sätt under läkningsperioden, så att det inte blir infekterat. Genom att följa skötselrådet minimerar jag risken för infektion.



BLOMDAHL

www.blomdahl.se

SKÖTSELRÅD – VIKTIG INFORMATION

- Vidrör aldrig nässmycket med rena händer. Peta aldrig inuti näsan.
- Rengör ditt nytagna hål på näsans utsida morgon och kväll. Låt nässmycket sitta i, även vid rengöring. Rengör med flytande tvål och skölj noga med rinnande, rent vatten. Torka torrt med rent papper eller ren tops. Alternativt rengör med Blomdahl Piercing Aftercare, rengöringsservetter, som är skonsamma mot huden. Med dessa kommer du åt att rengöra mellan smycke och hud på näsans utsida. Låt lufttorka. Använd en ny servett vid varje rengöringstillfälle.
- Se till att det alltid är rent, torrt och luftigt runt det nytagna hålet.
- Täck näsan när du använder smink, parfym, etc.
- Det finns inte något lås inne i näsan, utan endast en olivformad spets som ger ett visst skydd mot att nässmycket ska glida ut under läkningstiden. Beroende på hur mycket svullnad som uppkommer inne i näsan kan dock nässmycket vilja börja glida ut. I så fall ska du med rentvättat finger trycka in smycket igen. Var extra försiktig när du drar kläder över huvudet, när du tvättar och torkar dig i ansiktet och när du snyter dig. När du sover rekommenderas ett plåster som skydd över nässmycket.
- Eftersom du har en vass spets inne i näsan bör du undvika aktiviteter som kan medföra våld mot näsan.



- Vid bad i bassäng, sjö eller hav: Vänta med att bada så länge som möjligt och undvik att ha huvudet under vattnet. Efter bad, rengör antingen med flytande tvål och skölj med rent vatten, eller använd Blomdahl Piercing Aftercare, rengöringsservetter – se punkt 2.
- Efter ca 4 veckor kan du byta till ett vanligt nässmycke.** Tvätta händer och näsans utsida noggrant. Ta försiktigt ut håltagningssmycket och sätt i ett rent nässmycke.
- Det tar upp till ett år innan hålet är helt läkt**, så tänk på följande:
 - Var aldrig utan nässmycke, eftersom hålet kan krympa och/eller växa igen.
 - Var försiktig vid byte av nässmycke. Eftersom huden som har bildats inuti hålet är tunn och skör, är det lätt att huden skadas och att det uppstår en infektion. Rengör därför nässmycke och händer innan bytet, samt fortsatt hålla rent, torrt och luftigt runt hålet.
 - Risken för att utveckla kontaktallergi är som störst under det första året. Därför bör du vara extra noggrann i ditt val av nässmycken. Vi rekommenderar hudvänliga smycken från Blomdahl – se skötselrådets baksida.
 - Fortsätt rengöra och se regelbundet över ditt hål under hela det första året.

VIKTIGT! Rodnad och/eller svullnad och/eller smärta och/eller utslag kan tyda på infektion: Tag ut smycket, tvätta rent och kontakta läkare omedelbart. Sätt inte tillbaka håltagningssmycket igen, utan låt hålet läka ihop.

Se fler frågor och svar på www.blomdahl.se

Jag är medveten om att jag bör samråda med min läkare innan jag tar hål i näsan, om jag exempelvis har någon av nedanstående tillstånd:

- kontaktallergi
- hudsjukdom eller eksem, ex psoriasis
- diabetes
- sår med infektion
- tidigare problem med sårläggning/keloidbildning
- hjärtsjukdom
- bär på känd antibiotiska resistens, ex MRSA
- tillhör en immunsvag grupp (inkl gravida)
- har ett implantat/protes
- koagulationsrubbningar/blödningsbenägenhet /använder blodförtunnande läkemedel
- högt eller lågt blodtryck
- epilepsi eller annan neurologisk sjukdom
- hepatit B, C eller HIV

Vid tillfällig infektion/inflammation i kroppen ska du vänta med håltagning tills du är frisk igen.

Jag är medveten om att jag bör samråda med min läkare innan jag tar hål i näsan, om jag exempelvis har någon av nedanstående tillstånd:

- kontaktallergi
- hudsjukdom eller eksem, ex psoriasis
- diabetes
- sår med infektion
- tidigare problem med sårläggning/keloidbildning
- hjärtsjukdom
- bär på känd antibiotiska resistens, ex MRSA
- tillhör en immunsvag grupp (inkl gravida)
- har ett implantat/protes
- koagulationsrubbningar/blödningsbenägenhet /använder blodförtunnande läkemedel
- högt eller lågt blodtryck
- epilepsi eller annan neurologisk sjukdom
- hepatit B, C eller HIV

Vid tillfällig infektion/inflammation i kroppen ska du vänta med håltagning tills du är frisk igen.

Smycken som får dig att må bra

Vi på Blomdahl tycker att alla ska kunna känna sig vackra varje dag. Därför går vi längre än de flesta och bryr oss extra mycket om detaljer som gör stor skillnad.

Från material som är snälla mot huden till schysst tillverkning och kvalitet som håller för det liv som du vill leva. Vi är så noggranna i det vi gör att alla, även du med hud som behöver extra omtanke, kan använda smycken från Blomdahl. Det enda du behöver fundera på är vad du tycker är snyggt. För du kan vara helt säker på att vi redan tänkt på allt annat. Det är en omtänksamhet du kan spegla dig i, både till vardags och till fest.



Enkelt att rengöra

Håll ditt nytagna hål i näsan rent genom att använda Blomdahl Piercing Aftercare rengöringsservetter:

- Enkla att använda
- Lätt att rengöra mellan näsa och smycke
- Skonsamma mot huden
- Helt utan alkohol

Digitalt skötselråd



BLOMDAHL
FEELGOOD JEWELLERY

www.blomdahl.se