



# Kunden- journal

Fülle das Kundenjournal und den oberen Bereich der Pflegeanweisungen aus.  
Reiße ihn ab und gib dem Kunden/der Kundin die schriftlichen Pflegeanweisungen.  
Der Kunde/die Kundin erklärt sich mit den Bedingungen einverstanden, indem er/sie dieses Kundenjournal unterschreibt, das anschließend archiviert wird.

NASENPIERCING GESTOCHEN:

.....  
DATUM VON

.....  
STER LOT ART.-NR./REF.

Ich habe die schriftlichen Pflegeanweisungen erhalten, erkläre mich hiermit mit den darauf angegebenen Bedingungen einverstanden und bestätige, dass dem Piercen der Nase aus medizinischer Sicht nichts entgegensteht (siehe Rückseite der Pflegeanweisungen). Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Produktrückverfolgbarkeit ein Jahr lang gespeichert werden.



.....  
UNTERSCHRIFT KUND:IN/ERZIEHUNGSBERECHTIGTE/R

.....  
NAME IN BLOCKSCHRIFT

.....  
E-MAILADRESSE

.....  
MOBILNUMMER



ART NO 301-0208 REV 8 (2023:1)

## Pflegeanweisungen

.....  
DATUM DES PIERCENS DATUM FÜR DIE NACHKONTROLLE STER LOT ART.-NR./REF.

BEDINGUNGEN:

- Ich bin mindestens 18 Jahre alt. Wenn ich minderjährig bin, muss sich mein:e Erziehungsberechtigte:r mit den Bedingungen einverstanden erklären.
- Ich/der oder die Minderjährige sind völlig gesund und dem Piercen der Nase steht aus medizinischer Sicht nichts entgegen (siehe Rückseite der Pflegeanweisungen).
- Der Erstschnuck für die Nase von Blomdahl wurde in Rücksprache mit Dermatolog:innen entwickelt, damit er für alle geeignet ist, auch für Menschen, die bereits gegen Nickel allergisch sind. Er ist aus reinem medizinischem Titan hergestellt und die Beschichtung befindet sich nur auf den Teilen des Schmucks, die nicht mit der Haut in Kontakt kommen. Der Erstschnuck ist außerdem so konzipiert, dass er die Heilung optimal unterstützt.
- Das medizinische Piercen nach der Methode von Blomdahl basiert auf einer modernen aseptischen Technik aus dem Gesundheitswesen. Das bedeutet, dass die Produkte und Verfahren so konzipiert sind, dass sie die Verbreitung von Infektionskrankheiten beim Piercen vermeiden. Ich nehme jedoch zur Kenntnis, dass die Piercinglöcher nach dem Piercen meiner Verantwortung / der Verantwortung meines/meiner Erziehungsberechtigten unterliegen. Ein frisch gestochenes Nasenpiercing ist eine kleine Wunde. Deshalb ist es wichtig, es während der Heilungszeit richtig zu pflegen, damit es sich nicht entzündet. Indem ich die Pflegeanweisungen befolge, verringere ich das Infektionsrisiko.



# BLOMDAHL

www.blomdahl.com

### PFLEGEANWEISUNGEN – WICHTIGE INFORMATIONEN

- Berühre den Erstschnuck niemals mit schmutzigen Händen. Fasse nie die Innenseite deiner Nase an.
- Reinige das frisch gestochene Piercingloch an der Außenseite der Nase morgens und abends. Nimm den Erstschnuck nicht ab, auch nicht während des Reinigens.  
Reinige die Nase mit Flüssigseife und spüle die Seife gründlich unter sauberem fließendem Wasser ab. Trockne die Nase mit sauberem Küchenpapier oder sauberen Wattestäbchen ab. Alternativ kannst du deine Nase mit den Reinigungstüchern Blomdahl Piercing Aftercare\* reinigen, die sanft zur Haut sind.  
Mit den Reinigungstüchern kannst du sogar die Zwischenräume zwischen Schmuckstück und Haut an der Außenseite der Nase reinigen. Lass die Nase an der Luft trocknen. Verwende jedes Mal ein frisches Reinigungstuch.
- Sorge dafür, dass die Umgebung um das frisch gestochene Piercing immer sauber, trocken und gut belüftet ist.
- Decke die Nase ab, wenn du Make-up, Parfüm o. ä. verwendest.
- In der Nase sitzt kein Verschluss, sondern nur eine olivenförmige Spitze, die in gewissem Maße davor schützt, dass der Erstschnuck während des Heilungsprozesses herausrutscht. Je nachdem, wie stark die Schwellung ist, kann sich das Piercing aber dennoch nach außen bewegen. In diesem Fall solltest du es mit einem gewaschenen Finger wieder hineindrücken. Sei besonders vorsichtig, wenn du Kleidungsstücke über den Kopf ziehst, dir das Gesicht wäschst und abtrocknest und dich schnäuzt. Es empfiehlt sich, das Nasenpiercing beim Schlafen mit einem Pflaster zu schützen.
- Da du eine scharfe Spitze in der Nase trägst, solltest du Aktivitäten vermeiden, bei denen es zu Stößen gegen die Nase kommen kann.



- Baden in einem Schwimmbecken, einem See oder im Meer: Warte solange wie möglich damit und vermeide es, den Kopf unter Wasser zu tauchen. Reinige die Nase nach dem Baden entweder mit Flüssigseife (und spüle sie anschließend mit sauberem Wasser ab) oder mit den Reinigungstüchern Blomdahl Piercing Aftercare, siehe Punkt 2.
- Nach etwa vier Wochen kannst du zu einem normalen Nasenpiercing wechseln.** Wasche die Hände und die Außenseite der Nase gründlich. Nimm den Erstschnuck vorsichtig heraus und setze ein sauberes Nasenpiercing ein.
- Die vollständige Heilung des Piercings dauert bis zu einem Jahr, daher solltest du folgende Hinweise beachten:
  - Trage immer ein Nasenpiercing, da das Loch sonst kleiner werden und/oder zuwachsen kann.
  - Sei beim Wechsel des Nasenpiercings vorsichtig. Die Haut, die sich im Loch gebildet hat, ist dünn und empfindlich, daher kann sie leicht verletzt werden und sich infizieren. Säubere das Nasenpiercing und deine Hände vor dem Wechseln und halte die Umgebung um das Piercing weiterhin sauber, trocken und luftig.
  - Durch das Piercen wird die Haut besonders empfindlich und das Risiko für Kontaktallergien ist während des ersten Jahres am höchsten. Deshalb solltest du deinen Nasenschmuck sorgfältig wählen. Wir empfehlen hauffreundlichen Schmuck von Blomdahl – siehe Rückseite der Pflegeanweisungen.
  - Reinige und kontrolliere die Piercinglöcher während des ersten Jahres weiterhin regelmäßig.

**WICHTIG!** Die folgenden Anzeichen deuten auf eine Infektion hin: Rötung, Schwellung, Schmerzen und/oder Ausschlag. Nimm das Piercing heraus, wasche die Nase und suche unmittelbar ärztliche Hilfe auf. Setze den Erstschnuck nicht wieder ein, sondern lasse das Loch heilen und zuwachsen.

\*Dort erhältlich, wo du dir dein Nasenpiercing hast stechen lassen.

Weitere Fragen und Antworten findest du unter [www.blomdahl.com](http://www.blomdahl.com)

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich vor dem Piercen ärztlichen Rat einholen sollte, wenn beispielsweise eine der unten stehenden gesundheitlichen Einschränkungen auf mich zutreffen:

- Kontaktallergie,
- Hauterkrankung oder Ekzem, z. B. Schuppenflechte,
- Diabetes,
- infizierte Wunde,
- frühere Probleme bei der Wundheilung / Keloidbildung,
- Herzerkrankung oder angeborener Herzfehler,
- Träger:in antibiotikaresistenter Bakterien, z. B. MRSA,
- ich gehöre einer immunschwachen Gruppe an (einschl. Schwangere),
- ich habe ein Implantat / eine Prothese,
- Blutgerinnungsstörungen / Hämophilie / ich verwende gerinnungshemmende Medikamente,
- hoher oder niedriger Blutdruck,
- Epilepsie oder eine andere neurologische Erkrankung,
- Hepatitis B, Hepatitis C oder HIV.

Bei einer vorübergehenden Infektion / Entzündung solltest du mit dem Piercen warten, bis du wieder gesund bist.

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich vor dem Piercen ärztlichen Rat einholen sollte, wenn beispielsweise eine der unten stehenden gesundheitlichen Einschränkungen auf mich zutreffen:

- Kontaktallergie,
- Hauterkrankung oder Ekzem, z. B. Schuppenflechte,
- Diabetes,
- infizierte Wunde,
- frühere Probleme bei der Wundheilung / Keloidbildung,
- Herzerkrankung oder angeborener Herzfehler,
- Träger:in antibiotikaresistenter Bakterien, z. B. MRSA,
- ich gehöre einer immunschwachen Gruppe an (einschl. Schwangere),
- ich habe ein Implantat / eine Prothese,
- Blutgerinnungsstörungen / Hämophilie / ich verwende gerinnungshemmende Medikamente,
- hoher oder niedriger Blutdruck,
- Epilepsie oder eine andere neurologische Erkrankung,
- Hepatitis B, Hepatitis C oder HIV.

Bei einer vorübergehenden Infektion / Entzündung solltest du mit dem Piercen warten, bis du wieder gesund bist.

## Schmuck, mit dem du dich wohlfühlst

Uns bei Blomdahl ist es wichtig, dass sich alle jeden Tag schön fühlen können. Deshalb gehen wir einen Schritt weiter als die meisten und legen besonders viel Wert auf die Details, die den großen Unterschied machen.

Von hautverträglichen Materialien über eine verantwortungsvolle Fertigung bis hin zu einer Qualität, die deinem Lebensstil standhält. Wir nehmen es mit unserer Arbeit so genau, damit auch Menschen mit empfindlicher Haut den Schmuck von Blomdahl tragen können. Du musst dir nur darüber Gedanken machen, was dir gefällt. Denn an alles andere haben wir schon gedacht – da kannst du dir ganz sicher sein. Bei uns steht nämlich dein Wohlbefinden im Mittelpunkt und mit diesem Bewusstsein kannst du dich wohlfühlen, sowohl im Alltag als auch an Festtagen.



### Einfache Reinigung

Mit den Reinigungstüchern Blomdahl Piercing Aftercare hältst du deine frisch gestochenen Piercings ganz einfach sauber:

Einfache Anwendung

Auch die Reinigung der Zwischenräume zwischen Nase und Schmuck ist ganz leicht

Sanft zur Haut  
Ohne Alkohol

**BLOMDAHL**  
FEELGOOD JEWELLERY

[www.blomdahl.com](http://www.blomdahl.com)

